



COUSSIN POLYFORM®

COUSSIN GEL VISCOÉLASTIQUE

MATÉRIAUX



Gel viscoélastique



Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Lavage coussin :



Lavage housse :



(POSSIBLE JUSQU'À 90°)

INDICATIONS

Risque



NUL FAIBLE

Catégorie d'indications



D'après J.O. du 21/07/05

- Confort
- Usage en association avec un véhicule pour personne handicapée, évaluée en dessous des seuils de risque des échelles validées (risque nul à faible d'escarre). Usage transitoire ou partiel du fauteuil chez une personne en assez bon état général.

POLYFORM® (Déhousé)



POLYFORM® (Houssé)



POLYFORM®

↳ Existe en version percé





Réf. 2 housses (REMBOURSÉ)	Réf. 1 housse (NON REMBOURSÉ)	Modèle	Dimensions	Poids min.	Poids max.
P311C/40402HW	P311C/40401HW	Standard	40 x 40 x 2,5 cm	40 kg	120 kg
P311C/45432HW	P311C/45431HW	Standard	45 x 43 x 2,5 cm	40 kg	140 kg
-	P313C/40401HW	Modèle percé	40 x 40 x 2,5 cm	40 kg	100 kg

LES « PLUS » PRODUIT

GEL POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE À FORTE RÉTICULATION

↳ Évite toute migration du gel prévenant ainsi tout phénomène de poinçonnement de la matière en regard des saillies osseuses.



SURFACE 100% IMPERMÉABLE

↳ Totalement adapté en cas d'incontinence.